



Product description

Order number	90.3112.010
Descrição do artigo	Sarpette® M, 12 canais, variável, 0,5 µl - 10 µl, cinza, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Volume de trabalho	0,5 µl - 10 µl
Cor de codificação	cinza
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Material & colours

Cor do produto	cinza
----------------	-------

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	1
Profundidade da caixa interna	288 mm
Largura da caixa interna	150 mm
Altura da caixa interna	28 mm
Peso do produto	0.185 kg
EAN da caixa interna	4038917937610
EAN da embalagem externa	4038917937627

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

