



## Product Specification

**Suporte para pipeta, com rotação, capacidade de armazenamento: 6, para Pipetas monocanal até 1.000 µl, 1 unid./caixa de papelão**

**Page 1**



### Product description

Order number	95.1760.200
Descrição do artigo	Suporte para pipeta, com rotação, capacidade de armazenamento: 6, para Pipetas monocanal até 1.000 µl, 1 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Indicado para	Pipetas monocanal até 1.000 µl
Capacidade de armazenamento	6

### Material & colours

Cor do produto	branco/vermelho
----------------	-----------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



## Product Specification

**Suporte para pipeta, com rotação, capacidade de armazenamento: 6, para Pipetas monocanal até 1.000 µl, 1 unid./caixa de papelão**

Page 2

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### Packaging

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	4
Unidades por palete	144
Profundidade da caixa interna	230 mm
Largura da caixa interna	150 mm
Altura da caixa interna	150 mm
Profundidade da embalagem externa	360 mm
Largura da embalagem externa	330 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0297 cbm
Peso do produto	0.68 kg
Peso da embalagem externa	3.16 kg
EAN da caixa interna	4038917937863
EAN da embalagem externa	4038917937870

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**