



Product description

Order number	86.1170
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 1 ml, (CxL): 115 x 10 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 40 µl - 50 µl, 500 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Graduação	sim
-----------	-----

Size

Volume nominal	1 ml
Largura do produto	10 mm
Comprimento do produto	115 mm
Tamanho da gota	40 µl - 50 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 168000
Profundidade da caixa interna 261 mm
Largura da caixa interna 126 mm
Altura da caixa interna 121 mm
Profundidade da embalagem 533 mm
externa
Largura da embalagem 263 mm
externa
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem 0.0196 cbm
externa
Peso do produto 0.0007 kg
Peso da embalagem externa 1.89 kg
EAN da caixa interna 4038917085564
EAN da embalagem externa 4038917004206

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

