



Product description

Order number	86.1170.300
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 1 ml, (CxL): 115 x 10 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 40 µl - 50 µl, 500 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Graduação	sim
-----------	-----

Size

Volume nominal	1 ml
Largura do produto	10 mm
Comprimento do produto	115 mm
Tamanho da gota	40 µl - 50 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 4000
Unidades por palete 156000
Volume da embalagem 0.0401 cbm
externa
Peso do produto 0.001 kg
Peso da embalagem externa 4.55 kg
EAN da caixa interna 4038917378352
EAN da embalagem externa 4038917378345

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

