




Product Specification
Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, PEBD, transparente

Page 1



Product description

Order number	86.1171.010
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 35 µl - 55 µl, estéril, 10 unid./blister

Product characteristics

Graduação	sim
-----------	-----

Size

Volume nominal	3.5 ml
Largura do produto	15 mm
Comprimento do produto	155 mm
Tamanho da gota	35 µl - 55 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, PEBD, transparente

Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Esterilização a gás
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1200
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	300
Unidades por caixa	1200
Unidades por palete	33600
Profundidade da caixa interna	261 mm
Largura da caixa interna	161 mm
Altura da caixa interna	231 mm
Profundidade da embalagem externa	533 mm
Largura da embalagem externa	333 mm
Altura da embalagem externa	250 mm
Volume da embalagem externa	0.0444 cbm
Peso do produto	0.0015 kg
Peso da embalagem externa	3.06 kg
EAN da caixa interna	4038917353144
EAN da embalagem externa	4038917353113

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

