




Product Specification
Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, PEBD, transparente

Page 1



Product description

Order number	86.1171.301
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 35 µl - 55 µl, estéril, 1 unid./blister

Product characteristics

Graduação	sim
-----------	-----

Size

Volume nominal	3.5 ml
Largura do produto	15 mm
Comprimento do produto	155 mm
Tamanho da gota	35 µl - 55 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification
Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 155 x 15 mm, PEBD, transparente

Page 2

Material & colours

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de eletrões
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior blister
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 4000
Unidades por palete 30240
Volume da embalagem externa 0.1359 cbm
Peso do produto 0.0023 kg
Peso da embalagem externa 9.55 kg
EAN da caixa interna 4038917378772
EAN da embalagem externa 4038917378765

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT