



Product description

Order number	86.1172
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 156 x 12,5 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 30 µl - 45 µl, 500 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Graduação	sim
-----------	-----

Size

Volume nominal	3.5 ml
Largura do produto	12.5 mm
Comprimento do produto	156 mm
Tamanho da gota	30 µl - 45 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification
Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 156 x 12,5 mm, PEBD, transparente

Page 2

Material & colours

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 500
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 56000
Profundidade da caixa interna 261 mm
Largura da caixa interna 161 mm
Altura da caixa interna 231 mm
Profundidade da embalagem externa 533 mm
Largura da embalagem externa 333 mm
Altura da embalagem externa 250 mm
Volume da embalagem externa 0.0444 cbm
Peso do produto 0.0013 kg
Peso da embalagem externa 3.47 kg
EAN da caixa interna 4038917085588
EAN da embalagem externa 4038917004220

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT