




**Product Specification**  
**Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 156 x 12,5 mm, PEBD, transparente**

**Page 1**



**Product description**

Order number	86.1172.301
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 3,5 ml, (CxL): 156 x 12,5 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 30 µl - 45 µl, estéril, 1 unid./blister

**Product characteristics**

Graduação	sim
-----------	-----

**Size**

Volume nominal	3.5 ml
Largura do produto	12.5 mm
Comprimento do produto	156 mm
Tamanho da gota	30 µl - 45 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**Pipeta de transferência, 3,5 ml, (CxL): 156 x 12,5 mm, PEBD, transparente**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)  
Cor do produto transparente

**Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Irradiação de eletrões  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 4000  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 500  
Unidades por caixa 4000  
Unidades por palete 30240  
Volume da embalagem externa 0.1359 cbm  
Peso do produto 0.0032 kg  
Peso da embalagem externa 13.09 kg  
EAN da caixa interna 4038917378444  
EAN da embalagem externa 4038917378437

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**