




Product description

Order number	86.1174.020
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 6 ml, (CxL): 152 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 40 µl - 55 µl, estéril, 20 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
-----------	-----

Size

Volume nominal	6 ml
Largura do produto	15 mm
Comprimento do produto	152 mm
Tamanho da gota	40 µl - 55 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de eletrões
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	3200
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	400
Unidades por caixa	3200
Unidades por palete	48000
Volume da embalagem externa	0.1395 cbm
Peso do produto	0.0023 kg
Peso da embalagem externa	8.95 kg
EAN da caixa interna	4038917318402
EAN da embalagem externa	4038917318396

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

