



Product description

Order number	86.1175
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 6 ml, (CxL): 146 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 20 µl - 30 µl, 400 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Graduação	não
-----------	-----

Size

Volume nominal	6 ml
Largura do produto	15 mm
Comprimento do produto	146 mm
Tamanho da gota	20 µl - 30 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1600
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 400
Unidades por caixa 1600
Unidades por palete 44800
Profundidade da caixa interna 261 mm
Largura da caixa interna 161 mm
Altura da caixa interna 231 mm
Profundidade da embalagem 533 mm
externa
Largura da embalagem 333 mm
externa
Altura da embalagem externa 250 mm
Volume da embalagem 0.0444 cbm
externa
Peso do produto 0.0015 kg
Peso da embalagem externa 3.33 kg
EAN da caixa interna 4038917085618
EAN da embalagem externa 4038917004251

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

