



### **Product description**

Order number	86.1175.010
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 6 ml, (CxL): 146 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 20 µl - 30 µl, estéril, 10 unid./blister

### **Product characteristics**

Graduação	não
-----------	-----

### **Size**

Volume nominal	6 ml
Largura do produto	15 mm
Comprimento do produto	146 mm
Tamanho da gota	20 µl - 30 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Esterilização a gás  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior blister  
Unidades por caixa interna 250  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 28000  
Profundidade da caixa interna 261 mm  
Largura da caixa interna 161 mm  
Altura da caixa interna 231 mm  
Profundidade da embalagem externa 533 mm  
Largura da embalagem externa 333 mm  
Altura da embalagem externa 250 mm  
Volume da embalagem externa 0.0444 cbm  
Peso do produto 0.0015 kg  
Peso da embalagem externa 2.71 kg  
EAN da caixa interna 4038917353168  
EAN da embalagem externa 4038917353137

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

