



Product description

Order number	86.1175.020
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 6 ml, (CxL): 146 x 15 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 20 µl - 30 µl, estéril, 20 unid./pacote

Product characteristics

Graduação	não
-----------	-----

Size

Volume nominal	6 ml
Largura do produto	15 mm
Comprimento do produto	146 mm
Tamanho da gota	20 µl - 30 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Irradiação de eletrões
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 3200
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 400
Unidades por caixa 3200
Unidades por palete 3200
Volume da embalagem 0.1309 cbm
externa
Peso do produto 0.0022 kg
Peso da embalagem externa 8.64 kg
EAN da caixa interna 4038917318433
EAN da embalagem externa 4038917318426

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

