



### **Product description**

Order number	86.1176
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 2 ml, (CxL): 154 x 11 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 35 µl - 45 µl, 750 unid./caixa de papelão

### **Product characteristics**

Graduação	não
-----------	-----

### **Size**

Volume nominal	2 ml
Largura do produto	11 mm
Comprimento do produto	154 mm
Tamanho da gota	35 µl - 45 µl

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE  
Certificação CE CE  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 3000  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 750  
Unidades por caixa 3000  
Unidades por palete 84000  
Profundidade da caixa interna 261 mm  
Largura da caixa interna 161 mm  
Altura da caixa interna 231 mm  
Profundidade da embalagem 533 mm  
externa  
Largura da embalagem 333 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 250 mm  
Volume da embalagem 0.0444 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0012 kg  
Peso da embalagem externa 4.5 kg  
EAN da caixa interna 4038917085625  
EAN da embalagem externa 4038917004268

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

