



Product description

Order number	86.1180
Descrição do artigo	Pipeta de transferência, volume nominal: 1 ml, (CxL): 104 x 10 mm, material: PEBD, transparente, tamanho da gota: 17 μ l - 22 μ l, 750 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Graduação	não
-----------	-----

Size

Volume nominal	1 ml
Largura do produto	10 mm
Comprimento do produto	104 mm
Tamanho da gota	17 μ l - 22 μ l

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE CE
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 3000
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 750
Unidades por caixa 3000
Unidades por palete 252000
Profundidade da caixa interna 261 mm
Largura da caixa interna 126 mm
Altura da caixa interna 121 mm
Profundidade da embalagem 533 mm
externa
Largura da embalagem 263 mm
externa
Altura da embalagem externa 140 mm
Volume da embalagem 0.0196 cbm
externa
Peso do produto 0.0005 kg
Peso da embalagem externa 2.07 kg
EAN da caixa interna 4038917085649
EAN da embalagem externa 4038917004282

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

