



Product description

Order number	86.1254.025
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 10 ml, cor de codificação: laranja, material: PS, estéril, 25 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com graduação impressa
Cor impressão/rótulo	laranja/preto
Graduação	sim
Versão	com ponta, com filtro
Volume de trabalho	1 ml - 13 ml
Cor de codificação	laranja

Size

Volume nominal	10 ml
Diâmetro	10 mm
Comprimento do produto	335 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Radiação gama
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 27000
Profundidade da embalagem 413 mm
externa
Largura da embalagem 250 mm
externa
Altura da embalagem externa 270 mm
Volume da embalagem 0.0279 cbm
externa
Peso do produto 0.0091 kg
Peso da embalagem externa 5.26 kg
EAN da caixa interna 4038917127318
EAN da embalagem externa 4038917021135

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

