



Product description

Order number	86.1685.020
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, com ponta, com filtro, 25 ml, cor de codificação: vermelha, material: PS, estéril, 20 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com graduação impressa
Cor impressão/rótulo	vermelha/preta
Graduação	sim
Versão	com ponta, com filtro
Volume de trabalho	3 ml - 35 ml
Cor de codificação	vermelha

Size

Volume nominal	25 ml
Diâmetro	15 mm
Comprimento do produto	345 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Radiação gama
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 200
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 20
Unidades por caixa 200
Unidades por palete 10800
Profundidade da embalagem 413 mm
externa
Largura da embalagem 250 mm
externa
Altura da embalagem externa 270 mm
Volume da embalagem 0.0279 cbm
externa
Peso do produto 0.0152 kg
Peso da embalagem externa 3.61 kg
EAN da caixa interna 4038917133029
EAN da embalagem externa 4038917040785

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

