



Product description

Order number	86.1686.025
Descrição do artigo	Pipeta de diluição, com ponta, com filtro, 1,1 ml, material: PS, estéril, 25 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com graduação impressa
Cor impressão/rótulo	preta
Graduação	sim
Versão	com ponta, com filtro
Volume de trabalho	0,5 ml - 1,1 ml

Size

Volume nominal	1.1 ml
Diâmetro	4 mm
Comprimento do produto	270 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Radiação gama
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1000
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 25
Unidades por caixa 1000
Unidades por palete 108000
Profundidade da embalagem 413 mm
externa
Largura da embalagem 250 mm
externa
Altura da embalagem externa 150 mm
Volume da embalagem 0.0155 cbm
externa
Peso do produto 0.0033 kg
Peso da embalagem externa 3.94 kg
EAN da caixa interna 4038917133043
EAN da embalagem externa 4038917024662

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

