




**Product Specification**  
**Pipeta de diluição, sem ponta, com filtro, 1,1 ml,  
estéril, 25 unid./pacote**

**Page 1**



### Product description

Order number 86.1686.225  
Descrição do artigo Pipeta de diluição, sem ponta, com filtro, 1,1 ml, material:  
PS, estéril, 25 unid./pacote

### Product characteristics

Rótulo/impressão com graduação impressa  
Cor impressão/rótulo preta  
Graduação sim  
Versão sem ponta, com filtro  
Volume de trabalho 0,5 ml - 1,1 ml

### Size

Volume nominal 1.1 ml  
Diâmetro 4 mm  
Comprimento do produto 270 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Radiação gama  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 25  
Unidades por caixa 1000  
Unidades por palete 108000  
Profundidade da embalagem 413 mm  
externa  
Largura da embalagem 250 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 150 mm  
Volume da embalagem 0.0155 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0034 kg  
Peso da embalagem externa 4.04 kg  
EAN da caixa interna 4038917133050  
EAN da embalagem externa 4038917024679

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

