




Product Specification
**Pipeta sorológica, sem ponta, com filtro, 5 ml,
estéril, 10 unid./pacote**

Page 1



Product description

Order number	86.1687.010
Descrição do artigo	Pipeta sorológica, sem ponta, com filtro, 5 ml, material: PS, estéril, 10 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com graduação impressa
Cor impressão/rótulo	preta
Graduação	sim
Versão	sem ponta, com filtro
Volume de trabalho	0,6 ml - 5 ml

Size

Volume nominal	5 ml
Diâmetro	8 mm
Comprimento do produto	340 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Radiação gama
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 10
Unidades por caixa 500
Unidades por palete 40500
Profundidade da embalagem 413 mm
externa
Largura da embalagem 250 mm
externa
Altura da embalagem externa 195 mm
Volume da embalagem 0.0201 cbm
externa
Peso do produto 0.0064 kg
Peso da embalagem externa 3.88 kg
EAN da caixa interna 4038917133074
EAN da embalagem externa 4038917024686

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

