



### **Product description**

Order number 71.9923.212  
Descrição do artigo Bandeja para pesagem, 70 ml, (CxL): 72 x 72 mm, material:  
PVC, branca, 100 unid./pacote

### **Size**

Volume nominal 70 ml  
Volume máximo 100 ml  
Largura do produto 72 mm  
Comprimento do produto 72 mm

### **Material & colours**

Material do produto Policloreto de vinila (PVC)  
Cor do produto branca

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 2000  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 100  
Unidades por caixa 2000  
Unidades por palete 70000  
Profundidade da embalagem 428 mm  
externa  
Largura da embalagem 234 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 358 mm  
Volume da embalagem 0.0359 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0024 kg  
Peso da embalagem externa 5.6 kg  
EAN da caixa interna 4038917153669  
EAN da embalagem externa 4038917038249

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

