



Product description

Order number	81.970
Descrição do artigo	Espátula agitadora, comprimento: 120 mm, material: PP, branca, 1.000 unid./pacote

Size

Diâmetro	3 mm
Comprimento do produto	120 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	10000
Tipo de embalaje interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	10000
Unidades por palete	400000
Profundidade da embalagem externa	438 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	155 mm
Volume da embalagem externa	0.0182 cbm
Peso do produto	0.0006 kg
Peso da embalagem externa	6.23 kg
EAN da caixa interna	4038917269186
EAN da embalagem externa	4038917003506

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

