



### Product description

Order number 84.2620.003  
Descrição do artigo Rótulo autocolante, (CxL): 30 x 20 mm, 3.500 unid./rolo

### Size

Largura do produto 20 mm  
Comprimento do produto 30 mm

### Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes sim

### Packaging

Quantidade mínima do pedido 7000  
Tipo de embalagem interior rolo  
Unidades por caixa interna 3500  
Unidades por caixa 7000  
Unidades por palete 2268000  
Profundidade da embalagem externa 503 mm  
Largura da embalagem externa 375 mm  
Altura da embalagem externa 155 mm  
Volume da embalagem externa 0.0292 cbm  
Peso do produto 0.0001 kg  
Peso da embalagem externa 0.73 kg  
EAN da caixa interna 4038917900362  
EAN da embalagem externa 4038917900379

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

