



Product Specification

Coletor de suco de carne, comprimento: 112 mm,
PP, tubo 75 x 13 mm com recipiente de funil

Page 1



Product description

Order number	86.290
Descrição do artigo	Coletor de suco de carne, comprimento: 112 mm, material: PP, tubo 75 x 13 mm com recipiente de funil, funil: HD-PE, para a obtenção de suco de carne para diagnóstico de salmonelas, 250 unid./pacote

Product characteristics

Versão	tubo 75 x 13 mm com recipiente de funil
Campo de aplicação	para a obtenção de suco de carne para diagnóstico de salmonelas

Size

Diâmetro da abertura	40 mm
Comprimento do produto	112 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Product Specification

**Coletor de suco de carne, comprimento: 112 mm,
PP, tubo 75 x 13 mm com recipiente de funil**

Page 2

Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV

Isento de látex sim

Ficha de dados de segurança não

Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 500

Tipo de embalagem interior pacote

Unidades por caixa interna 250

Unidades por caixa 500

Unidades por palete 12000

Profundidade da embalagem 398 mm

externa

Largura da embalagem 398 mm

externa

Altura da embalagem externa 415 mm

Volume da embalagem 0.0657 cbm

externa

Peso do produto 0.0095 kg

Peso da embalagem externa 5.45 kg

EAN da caixa interna 4038917081085

EAN da embalagem externa 4038917035620

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT