



Product description

Order number 86.9924.531
Descrição do artigo Pacote Stomacher, (CxL): 300 x 170 mm, material: PEBD,
transparente, Laboratórios de teste de alimentos

Product characteristics

Campo de aplicação Laboratórios de teste de alimentos
Exemplo de utilização Massagem prolongada em uma máquina Stomacher®

Size

Largura do produto 170 mm
Comprimento do produto 300 mm

Material & colours

Material do produto Polietileno de baixa densidade (PEBD)
Cor do produto transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Isento de látex	sim
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	80000
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	238 mm
Altura da embalagem externa	373 mm
Volume da embalagem externa	0.0408 cbm
Peso da embalagem externa	9.3 kg
EAN da caixa interna	4038917155380
EAN da embalagem externa	4038917398442

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

