



### Product description

Order number	82.1972
Descrição do artigo	Placa Deep Well, 96 poço, 2,2 ml, compatível com KingFisher? Flex/Duo Prime/Presto/Apex, Bio Sprint 96, Chemagic? Prime?, STARlet, MultiMACS M96 Separator, cunha cônica, livre de DNA/Dnase/RNase/inibidores de PCR, material: PP, cavidades retangulares, 4 unid./pacote

### Product characteristics

Tipo de fechamento	filme
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Indicado para	KingFisher? Flex/Duo Prime/Presto/Apex, Bio Sprint 96, Chemagic? Prime?, STARlet, MultiMACS M96 Separator
Forma do fundo	cunha cônica
Quantidade de poços	96
Volume de trabalho	1 µl - 2,2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Size**

Volume nominal	2.2 ml
Volume máximo	2.2 ml
Diâmetro	7.52 mm
Largura do produto	85 mm
Altura do produto	41.85 mm
Comprimento do produto	127.76 mm

### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Padrão de pureza	livre de DNA/Dnase/RNase/inibidores de PCR
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	4
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	2304
Profundidade da embalagem externa	283 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	210 mm
Volume da embalagem externa	0.0159 cbm
Peso do produto	0.0848 kg
Peso da embalagem externa	2.28 kg
EAN da caixa interna	4038917952477
EAN da embalagem externa	4038917952484

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

