



Product description

Order number	82.1972.700
Descrição do artigo	Placa Deep Well, DNA Low Binding, 96 poço, 2,2 ml, cunha cônica, sem etiqueta, PCR Performance Tested, material: PP, cavidades retangulares, 4 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	sem etiqueta
Tipo de fechamento	filme
Campo de aplicação	coleta e armazenamento de amostras para diagnóstico
Forma do fundo	cunha cônica
Quantidade de poços	96
Volume de trabalho	1 µl - 2,2 ml
Centrifugação máxima (RCF)	4500 x g
Temperatura de centrifugação	22
Tempo de centrifugação	5 Min

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Size

Volume nominal	2.2 ml
Volume máximo	2.2 ml
Diâmetro	7.52 mm
Largura do produto	85 mm
Altura do produto	41.85 mm
Comprimento do produto	127.76 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	PCR Performance Tested
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	24
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	4
Unidades por caixa	24
Unidades por palete	2304
Profundidade da embalagem externa	283 mm
Largura da embalagem externa	268 mm
Altura da embalagem externa	210 mm
Volume da embalagem externa	0.0159 cbm
Peso do produto	0.0868 kg
Peso da embalagem externa	2.43 kg
EAN da caixa interna	4038917958042
EAN da embalagem externa	4038917958059

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

