



Product description

Order number	82.1972.800
Descrição do artigo	Pente de pontas, compatível com KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96, livre de DNA/Dnase/RNase/inibidores de PCR, material: PP, 2 unid./pacote

Product characteristics

Indicado para	KingFisher? Flex/Presto, Bio Sprint 96
Autoclavável (máx. °C)	121 °C

Size

Diâmetro	7.52 mm
Largura do produto	85 mm
Altura do produto	41.85 mm
Comprimento do produto	127.76 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Polipropileno (PP)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza livre de DNA/Dnase/RNase/inibidores de PCR
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 20
Tipo de embalagem interior pacote
Unidades por caixa interna 2
Unidades por caixa 20
Unidades por palete 2160
Profundidade da embalagem 308 mm
externa
Largura da embalagem 223 mm
externa
Altura da embalagem externa 195 mm
Volume da embalagem 0.0134 cbm
externa
Peso do produto 0.0543 kg
Peso da embalagem externa 1.28 kg
EAN da caixa interna 4038917958080
EAN da embalagem externa 4038917958097

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

