



Product description

Order number	86.1198
Descrição do artigo	Bolsa para eliminação, volume de enchimento: 7 l, (CxL): 500 x 300 mm, material: PP, transparente, espessura do filme: 50 µm, autoclavável até 134 °C, sem impressão, 50 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	sem impressão
Hermético	sim
Autoclavável (máx. °C)	134 °C

Size

Largura do produto	300 mm
Comprimento do produto	500 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	48000
Profundidade da embalagem externa	348 mm
Largura da embalagem externa	278 mm
Altura da embalagem externa	140 mm
Volume da embalagem externa	0.0135 cbm
Peso do produto	0.0135 kg
Peso da embalagem externa	7 kg
EAN da caixa interna	4038917085724
EAN da embalagem externa	4038917004350

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

