



Product Specification

**Bolsa para eliminação, 40 l, (CxL): 780 x 600 mm,
PP, transparente, sem impressão**

Page 1



Product description

Order number	86.1200
Descrição do artigo	Bolsa para eliminação, volume de enchimento: 40 l, (CxL): 780 x 600 mm, material: PP, transparente, espessura do filme: 50 µm, autoclavável até 134 °C, sem impressão, 50 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	sem impressão
Hermético	sim
Autoclavável (máx. °C)	134 °C

Size

Largura do produto	600 mm
Comprimento do produto	780 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	250
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	50
Unidades por caixa	250
Unidades por palete	7000
Profundidade da embalagem externa	288 mm
Largura da embalagem externa	115 mm
Altura da embalagem externa	623 mm
Volume da embalagem externa	0.0206 cbm
Peso do produto	0.0415 kg
Peso da embalagem externa	10.76 kg
EAN da caixa interna	4038917085748
EAN da embalagem externa	4038917004374

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

