



Product description

Order number	95.1297
Descrição do artigo	Rack de mesa, para Saco de descarte de 300 x 200 mm (REF 86.1197), material: resina epóxi, branca, (AxØ nível1/Ø nível2): 250 x 155/125 mm, incl. embalagem dispensadora com 100 unidades, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Indicado para	Saco de descarte de 300 x 200 mm (REF 86.1197)
Acessórios	geeignet für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm (Artikel-Nr. 86.1197)

Size

Altura do produto	250 mm
-------------------	--------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Product Specification

Rack de mesa, para Saco de descarte de 300 x 200 mm (REF 86.1197), resina epóxi, branca

Page 2

Material & colours

Material do produto resina epóxi
Cor do produto branca

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Isento de látex sim
Ficha de dados de segurança não
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 108
Profundidade da caixa interna 73 mm
Largura da caixa interna 73 mm
Altura da caixa interna 211 mm
Profundidade da embalagem externa 308 mm
Largura da embalagem externa 223 mm
Altura da embalagem externa 195 mm
Volume da embalagem externa 0.0134 cbm
Peso do produto 0.658 kg
Peso da embalagem externa 0.88 kg
EAN da caixa interna 4038917086073
EAN da embalagem externa 4038917004664

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT