



Product description

Order number 86.1562.010
Descrição do artigo Alça de inoculação, volume de admissão: 10 µl, material: PS, azul, estéril, 10 unid./blister

Size

Largura do produto 6 mm
Comprimento do produto 200 mm

Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto azul

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Padrão de pureza estéril
Esterilização Radiação gama
Em lotes sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	132000
Profundidade da caixa interna	216 mm
Largura da caixa interna	161 mm
Altura da caixa interna	101 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0.0092 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	1.79 kg
EAN da caixa interna	4038917130875
EAN da embalagem externa	4038917023337

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

