



Product description

Order number	86.1567.051
Descrição do artigo	Alça de inoculação, volume de admissão: 1 µl, material: PS, branca, estéril, 48 unid./blister

Size

Largura do produto	4 mm
Comprimento do produto	198 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	branca

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	192000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	960
Unidades por caixa	1920
Unidades por palete	253440
Profundidade da caixa interna	216 mm
Largura da caixa interna	161 mm
Altura da caixa interna	101 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0.0092 cbm
Peso do produto	0.0011 kg
Peso da embalagem externa	2.53 kg
EAN da caixa interna	4038917258166
EAN da embalagem externa	4038917258159

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

