



Product description

Order number	86.1568.050
Descrição do artigo	Agulha de inoculação, material: PS, laranja, estéril, 50 unid./blister

Size

Largura do produto	4 mm
Comprimento do produto	197 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	laranja

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Em lotes	sim

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	blister
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	264000
Profundidade da caixa interna	216 mm
Largura da caixa interna	161 mm
Altura da caixa interna	101 mm
Profundidade da embalagem externa	338 mm
Largura da embalagem externa	228 mm
Altura da embalagem externa	120 mm
Volume da embalagem externa	0.0092 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	2.79 kg
EAN da caixa interna	4038917130974
EAN da embalagem externa	4038917023542

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

