



Product description

Order number 93.1646
Descrição do artigo DishRack, altura: 370 mm, material: PC, transparente, para 88 placas de Petri Ø 92 mm, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Capacidade de armazenamento 88

Size

Altura do produto 370 mm

Material & colours

Material do produto Policarbonato (PC)
Cor do produto transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 108
Profundidade da embalagem 383 mm
externa
Largura da embalagem 193 mm
externa
Altura da embalagem externa 190 mm
Volume da embalagem 0.014 cbm
externa
Peso do produto 1.086 kg
Peso da embalagem externa 1.35 kg
EAN da caixa interna 4038917087353
EAN da embalagem externa 4038917030458

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

