



Product Specification
DishRack, altura: 370 mm, vermelha, para 88
placas de Petri Ø 92 mm

Page 1



Product description

Order number	93.1646.001
Descrição do artigo	DishRack, altura: 370 mm, material: PC, vermelha, para 88 placas de Petri Ø 92 mm, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Capacidade de armazenamento	88
-----------------------------	----

Size

Altura do produto	370 mm
-------------------	--------

Material & colours

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	vermelha

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:
2024-06-30

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



SARSTEDT



Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalagem interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 108
Profundidade da embalagem 383 mm
externa
Largura da embalagem 193 mm
externa
Altura da embalagem externa 190 mm
Volume da embalagem 0.014 cbm
externa
Peso do produto 0.536 kg
Peso da embalagem externa 0.8 kg
EAN da caixa interna 4038917132558
EAN da embalagem externa 4038917030465

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

