



**Product Specification**  
**DishRack, altura: 240 mm, amarela, para 52**  
**placas de Petri Ø 92 mm**

**Page 1**



### Product description

Order number	93.1647.002
Descrição do artigo	DishRack, altura: 240 mm, material: PC, amarela, para 52 placas de Petri Ø 92 mm, 1 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Capacidade de armazenamento	52
-----------------------------	----

### Size

Altura do produto	240 mm
-------------------	--------

### Material & colours

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	amarela

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**



**Product Specification**  
**DishRack, altura: 240 mm, amarela, para 52  
placas de Petri Ø 92 mm**

**Page 2**

**Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	1
Unidades por caixa	1
Unidades por palete	162
Profundidade da embalagem externa	253 mm
Largura da embalagem externa	193 mm
Altura da embalagem externa	190 mm
Volume da embalagem externa	0.0093 cbm
Peso do produto	0.617 kg
Peso da embalagem externa	0.8 kg
EAN da caixa interna	4038917132619
EAN da embalagem externa	4038917030526

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-18

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**