



### **Product description**

Order number	93.1647.003
Descrição do artigo	DishRack, altura: 240 mm, material: PC, azul, para 52 placas de Petri Ø 92 mm, 1 unid./caixa de papelão

### **Product characteristics**

Capacidade de armazenamento	52
-----------------------------	----

### **Size**

Altura do produto	240 mm
-------------------	--------

### **Material & colours**

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	azul

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Em lotes não

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 1  
Tipo de embalagem interior caixa de papelão  
Unidades por caixa interna 1  
Unidades por caixa 1  
Unidades por palete 162  
Profundidade da embalagem 253 mm  
externa  
Largura da embalagem 193 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 190 mm  
Volume da embalagem 0.0093 cbm  
externa  
Peso do produto 0.617 kg  
Peso da embalagem externa 0.8 kg  
EAN da caixa interna 4038917132626  
EAN da embalagem externa 4038917030533

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

