



Product Specification

DishRack, altura: 240 mm, verde, para 52 placas de Petri Ø 92 mm

Page 1



Product description

Order number	93.1647.004
Descrição do artigo	DishRack, altura: 240 mm, material: PC, verde, para 52 placas de Petri Ø 92 mm, 1 unid./caixa de papelão

Product characteristics

Capacidade de armazenamento	52
-----------------------------	----

Size

Altura do produto	240 mm
-------------------	--------

Material & colours

Material do produto	Policarbonato (PC)
Cor do produto	verde

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 1
Tipo de embalaje interior caixa de papelão
Unidades por caixa interna 1
Unidades por caixa 1
Unidades por palete 162
Profundidade da embalagem 253 mm
externa
Largura da embalagem 193 mm
externa
Altura da embalagem externa 190 mm
Volume da embalagem 0.0093 cbm
externa
Peso do produto 0.617 kg
Peso da embalagem externa 0.8 kg
EAN da caixa interna 4038917132633
EAN da embalagem externa 4038917030540

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

