



Product description

Order number	67.742
Descrição do artigo	Meia microcubeta, volume de trabalho máx.: 3 ml, material: PS, transparente, (AxL): 45 x 12 mm, lados óticos: 2, espessura da camada: 10 mm, classificado por número de cavidades, 100 unid./recipiente de isopor

Product characteristics

Volume de trabalho	1 ml - 3 ml
Quantidade de lados óticos	2
Espessura da camada	10 mm
Comprimento de onda na cubeta	330 nm

Size

Volume máximo	3 ml
Largura do produto	12 mm
Altura do produto	45 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto transparente

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Em lotes não

Packaging

Quantidade mínima do pedido 2000
Tipo de embalaje interior recipiente de isopor
Unidades por caixa interna 100
Unidades por caixa 2000
Unidades por palete 48000
Profundidade da embalagem 458 mm
externa
Largura da embalagem 288 mm
externa
Altura da embalagem externa 415 mm
Volume da embalagem 0.0547 cbm
externa
Peso do produto 0.0023 kg
Peso da embalagem externa 5.85 kg
EAN da caixa interna 4038917083881
EAN da embalagem externa 4038917002769

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

