



Product description

Order number	67.746
Descrição do artigo	Meia microcubeta, volume de trabalho máx.: 3 ml, material: PS, transparente, (AxL): 45 x 12 mm, lados óticos: 2, espessura da camada: 10 mm, 500 unid./pacote

Product characteristics

Volume de trabalho	1 ml - 3 ml
Quantidade de lados óticos	2
Espessura da camada	10 mm
Comprimento de onda na cubeta	330 nm

Size

Volume máximo	3 ml
Largura do produto	12 mm
Altura do produto	45 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Em lotes	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	2000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	2000
Unidades por palete	96000
Profundidade da embalagem externa	388 mm
Largura da embalagem externa	378 mm
Altura da embalagem externa	215 mm
Volume da embalagem externa	0.0315 cbm
Peso do produto	0.0023 kg
Peso da embalagem externa	5.02 kg
EAN da caixa interna	4038917083928
EAN da embalagem externa	4038917002806

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

