



Product description

Order number	68.752
Descrição do artigo	Cubeta redonda, volume de trabalho máx.: 3,5 ml, material: PP, altura: 51 mm, 1.000 unid./pacote

Product characteristics

Volume de trabalho	3,5 ml
--------------------	--------

Size

Volume máximo	4 ml
Diâmetro	12 mm
Altura do produto	51 mm

Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
---------------------	--------------------

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	5000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	1000
Unidades por caixa	5000
Unidades por palete	100000
Profundidade da embalagem externa	458 mm
Largura da embalagem externa	408 mm
Altura da embalagem externa	350 mm
Volume da embalagem externa	0.0654 cbm
Peso do produto	0.0012 kg
Peso da embalagem externa	6.61 kg
EAN da caixa interna	4038917083959
EAN da embalagem externa	4038917002844

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

