



### **Product description**

Order number	82.1135.500
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 35 x 10 mm, material: PS, transparente, com saliências de ventilação, estéril, 20 unid./pacote de tubo flexível

### **Product characteristics**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Saliência de ventilação	sim

### **Size**

Volume máximo	10 ml
Diâmetro	35 mm
Altura do produto	10 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Isento de látex	sim
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote de tubo flexível
Unidades por caixa interna	20
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	30000
Profundidade da embalagem externa	322 mm
Largura da embalagem externa	257 mm
Altura da embalagem externa	245 mm
Volume da embalagem externa	0.0203 cbm
Peso do produto	0.0036 kg
Peso da embalagem externa	2.33 kg
EAN da caixa interna	4038917347839
EAN da embalagem externa	4038917365772

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

