



### **Product description**

Order number	82.1184.500
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 150 x 20 mm, material: PS, transparente, com saliências de ventilação, estéril, 10 unid./pacote de tubo flexível

### **Product characteristics**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Saliência de ventilação	sim

### **Size**

Volume máximo	275 ml
Diâmetro	150 mm
Altura do produto	20 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico   DIV
Isento de látex	sim
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	100
Tipo de embalagem interior	pacote de tubo flexível
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	100
Unidades por palete	1800
Profundidade da embalagem externa	438 mm
Largura da embalagem externa	324 mm
Altura da embalagem externa	540 mm
Volume da embalagem externa	0.0766 cbm
Peso do produto	0.0524 kg
Peso da embalagem externa	6.81 kg
EAN da caixa interna	4038917347860
EAN da embalagem externa	4038917347853

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

