



Product description

Order number	82.1473.020
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 92 x 16 mm, material: PS, vermelha, com saliências de ventilação, 20 unid./pacote de tubo flexível

Product characteristics

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Saliência de ventilação	sim

Size

Volume máximo	80 ml
Diâmetro	92 mm
Altura do produto	16 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	vermelha

Purity & certification

Categoria do produto	Não é um dispositivo médico DIV
Isento de látex	sim
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	480
Tipo de embalagem interior	pacote de tubo flexível
Unidades por caixa interna	480
Unidades por caixa	480
Unidades por palete	9600
Profundidade da embalagem externa	584 mm
Largura da embalagem externa	387 mm
Altura da embalagem externa	360 mm
Volume da embalagem externa	0.0814 cbm
Peso do produto	0.0169 kg
Peso da embalagem externa	9.25 kg
EAN da caixa interna	4038917129343
EAN da embalagem externa	4038917022149

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

