



### **Product description**

Order number	82.1473.040
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 92 x 16 mm, material: PS, amarela, com saliências de ventilação, 20 unid./pacote de tubo flexível

### **Product characteristics**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Saliência de ventilação	sim

### **Size**

Volume máximo	80 ml
Diâmetro	92 mm
Altura do produto	16 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





**Product Specification**  
**Placa de Petri, 92 x 16 mm, amarela, com**  
**saliências de ventilação**

**Page 2**

**Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto amarela

**Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Isento de látex sim  
Ficha de dados de segurança não  
Em lotes sim

**Packaging**

Quantidade mínima do pedido 480  
Tipo de embalagem interior pacote de tubo flexível  
Unidades por caixa interna 480  
Unidades por caixa 480  
Unidades por palete 9600  
Profundidade da embalagem 584 mm  
externa  
Largura da embalagem 387 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 360 mm  
Volume da embalagem 0.0814 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0169 kg  
Peso da embalagem externa 9.25 kg  
EAN da caixa interna 4038917129374  
EAN da embalagem externa 4038917022156

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

Date of issue:  
2024-07-03

This document was prepared by EDP support and is valid without signature.



**SARSTEDT**