



Product description

Order number	82.1473.060
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 92 x 16 mm, material: PS, azul, com saliências de ventilação, 20 unid./pacote de tubo flexível

Product characteristics

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Saliência de ventilação	sim

Size

Volume máximo	80 ml
Diâmetro	92 mm
Altura do produto	16 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto Poliestireno (PS)
Cor do produto azul

Purity & certification

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV
Isento de látex sim
Ficha de dados de segurança não
Em lotes sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido 480
Tipo de embalagem interior pacote de tubo flexível
Unidades por caixa interna 480
Unidades por caixa 480
Unidades por palete 9600
Profundidade da embalagem 584 mm
externa
Largura da embalagem 387 mm
externa
Altura da embalagem externa 360 mm
Volume da embalagem 0.0814 cbm
externa
Peso do produto 0.0169 kg
Peso da embalagem externa 9.22 kg
EAN da caixa interna 4038917129381
EAN da embalagem externa 4038917022163

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

