



### **Product description**

Order number	82.9923.422
Descrição do artigo	Placa de Petri, (CxLxA): 100 x 100 x 20 mm, material: PS, transparente, sem saliências de ventilação, estéril, 4 unid./pacote

### **Product characteristics**

Temperatura mínima	0 °C
Temperatura máxima	80 °C
Saliência de ventilação	não

### **Size**

Volume máximo	175 ml
Largura do produto	100 mm
Altura do produto	20 mm
Comprimento do produto	100 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto Poliestireno (PS)  
Cor do produto transparente

### **Purity & certification**

Categoria do produto Não é um dispositivo médico | DIV  
Isento de látex sim  
Padrão de pureza estéril  
Esterilização Radiação gama  
Ficha de dados de segurança não  
Em lotes sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido 160  
Tipo de embalagem interior pacote  
Unidades por caixa interna 4  
Unidades por caixa 160  
Unidades por palete 4800  
Profundidade da embalagem 608 mm  
externa  
Largura da embalagem 324 mm  
externa  
Altura da embalagem externa 264 mm  
Volume da embalagem 0.052 cbm  
externa  
Peso do produto 0.0343 kg  
Peso da embalagem externa 6.35 kg  
EAN da caixa interna 4038917154178  
EAN da embalagem externa 4038917027854

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

