



Product description

Order number	82.9923.427
Descrição do artigo	Placa de Petri, (ØxA): 54,65 x 14,7 mm, material: PS, transparente, sem saliências de ventilação, estéril, 10 unid./pacote

Product characteristics

Saliência de ventilação	não
-------------------------	-----

Size

Diâmetro	54.65 mm
Altura do produto	14.7 mm

Material & colours

Material do produto	Poliestireno (PS)
Cor do produto	transparente

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Purity & certification

Isento de látex	sim
Padrão de pureza	estéril
Isenção de pirogênio	não
Ficha de dados de segurança	não

Packaging

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	10
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	40000
Profundidade da embalagem externa	604 mm
Largura da embalagem externa	264 mm
Altura da embalagem externa	373 mm
Volume da embalagem externa	0.06 cbm
Peso da embalagem externa	8.2 kg
EAN da caixa interna	4038917154215
EAN da embalagem externa	4038917039789

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

