



### Product description

Order number	80.1301
Descrição do artigo	Cotonetes de esfregaço, no tubo, sem meio, (CxØ): 175 x 12 mm, material da barra: PS, comprimento da barra: 131 mm, material do toalhete: viscosa, estéril, 100 unid./caixa de papelão

### Product characteristics

Tipo de fechamento	tampa de pressão
Versão	no tubo
Tipo de meio	sem meio

### Size

Diâmetro	12 mm
Comprimento do produto	175 mm
Comprimento com tampa	175 mm
Comprimento sem tampa	155 mm
Comprimento com tampa e barra	166 mm
Comprimento da barra	131 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





### **Material & colours**

Material do produto	Polipropileno (PP)
Material de fechamento	High Density Polyethylene (HD-PE)
Cor da tampa	branca
Material do tampão	viscose
Material da barra	Poliestireno (PS)

### **Purity & certification**

Categoria do produto	Produto médico
Certificação CE	Fornecedor CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Radiação gama
Ficha de dados de segurança	não
Em lotes	sim

### **Packaging**

Quantidade mínima do pedido	1000
Tipo de embalagem interior	caixa de papelão
Unidades por caixa interna	100
Unidades por caixa	1000
Unidades por palete	32000
Profundidade da embalagem externa	590 mm
Largura da embalagem externa	220 mm
Altura da embalagem externa	300 mm
Volume da embalagem externa	0.0389 cbm
Peso do produto	0.0047 kg
Peso da embalagem externa	5.94 kg
EAN da caixa interna	4038917086103
EAN da embalagem externa	4038917234184

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

