



Product description

Order number	80.625
Descrição do artigo	Cotonetes de esfregaço, no tubo, sem meio, (CxØ): 108 x 16 mm, material da barra: PS, comprimento da barra: 83 mm, material do toalhete: viscosa, estéril, 500 unid./pacote

Product characteristics

Rótulo/impressão	com etiqueta de papel
Tipo de fechamento	tampa de rosca
Versão	no tubo
Tipo de meio	sem meio

Size

Diâmetro	16 mm
Comprimento do produto	108 mm
Comprimento com tampa	108 mm
Comprimento sem tampa	101 mm
Comprimento com tampa e barra	97 mm
Comprimento da barra	83 mm

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.





Material & colours

Material do produto	Polipropileno (PP)
Cor do produto	transparente
Material de fechamento	Polyethylene (PE)
Cor da tampa	transparente
Material do tampão	viscose
Material da barra	Poliestireno (PS)

Purity & certification

Categoria do produto	Diagnóstico in vitro, CE
Certificação CE	CE
Padrão de pureza	estéril
Esterilização	Irradiação de elétrons
Em lotes	sim

Packaging

Quantidade mínima do pedido	500
Tipo de embalagem interior	pacote
Unidades por caixa interna	500
Unidades por caixa	500
Unidades por palete	22000
Profundidade da embalagem externa	568 mm
Largura da embalagem externa	348 mm
Altura da embalagem externa	155 mm
Volume da embalagem externa	0.0306 cbm
Peso do produto	0.0064 kg
Peso da embalagem externa	3.73 kg
EAN da caixa interna	4038917083003
EAN da embalagem externa	4038917001984

This is the current specification for this product. Sarstedt reserves the right to make changes, in full or in part, at any time without prior notification.

